

مرشد للعلاج الذاتي Flaminal Hydro- Flaminal Forte لمرضى تقرح العصعص (Pilonidal sinus)

عزيزي المريض

أو Flaminal Forte وصف لك أحد أعضاء الطاقم الطبي للاستخدام المنزلي. لقد قمنا بتضمين المعلومات Flaminal Hydro ذات الصلة حول الإعداد الذي تلقينته وتعليمات الاستخدام. يجب اتباع التعليمات بعناية

مزايا استخدام Flaminal التي تضمن سرعة الشفاء: ¹
يحافظ على الجرح نظيفا.
يحافظ على توازن الرطوبة في الجرح ويسمح بظروف الشفاء المثلى.
آمن للجلد وأنسجة الجرح.
يحمي حافة الجرح ويوفر الحماية من البكتيريا ويقلل من الرائحة الكريهة من الجرح.

موانع الاستعمال: ¹
لا تستخدم المنتج إذا كان لديك حساسية معروفة تجاه أحد المكونات.
لا يوضع على الجفون أو العين. في حالة ملامسة العينين، اشطفها على الفور بكمية كبيرة من الماء واطلب المشورة الطبية.

إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص استخدام Flaminal، يمكنك الاتصال بنا على Info@cwt.org.il أو عن طريق الهاتف 072-397-1810 يمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع الشركة www.cwt.org.il إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص علاجك أو جرحك، نوصيك بالاتصال بممرضتك أو طبيبك.



الخطوة الثالثة: التضميد



الخطوة الثانية: العلاج



الخطوة الأولى: التنظيف



- يجب تغطية الجرح حسب تعليمات الطاقم الطبي.
- يجب أن يتناسب اختيار الضمادة مع نوع الجرح:
- الجرح ذو الإفرازات المتعددة - يجب استخدام ضمادة ثانوية ماصة.
- الجروح ذات الإفرازات الأقل ("الأكثر جفافاً") - استخدم ضمادة ثانوية غير لاصقة ، ولكن إذا بدأ الجرح في الإفراز ، فيجب إعادة تغطيتها بضمادة ثانوية ماصة.
- يجب تغيير الضمادة كل يوم إلى 4 أيام أو حسب توصيات الطاقم الطبي.

- بعد تنظيف الجرح يجب وضع الفلامينال عن طريق ملء التجويف بالكامل. إذا لم يكن الجرح عميقاً جداً ، يجب وضع طبقة بسُمك 0.5 سم.
- يمكن وضع Flaminel بالطرق التالية: مباشرة من الأنبوب أو وضع Flaminel على ضمادة بملعقة ثم فقط ضع الضمادة مع Flaminel على الجرح.
- للمساحات الصغيرة ، يمكنك استخدام قضيب المطول أو حقنة مع الجل.
- يجب تجنب ملامسة طرف الأنبوب أو القضيب مباشرة مع الجرح.

- قبل وضع Flaminel Forte / Hydro ، اغسل يديك وجفهما.
- بعد ذلك ، يجب تنظيف الجرح والمنطقة المحيطة به بالماء النظيف أو بمنتج لتنظيف الجرح وفقاً للنصيحة التي تلقيتها من الطاقم الطبي.
- إذا كانت هناك أي بقايا ملتهبة من الاستخدام السابق ولم يتم غسلها بسهولة ، فلا بأس من تركها وعدم محاولة إزالتها.

يرجى ملاحظة ما يلي: يوصى بفحص الضمادة يوميًا. في الأيام الأولى من العلاج يوصى بتغيير الضمادة كل يومين وتقليل تكرار الاستبدال كل 3-4 أيام أو حسب توصية الطاقم الطبي.

